



リフィット



消毒方法（取説記載内容）

本体

75% 濃度のアルコール或いは次亜塩素酸成分を含む除菌水をマシンのシート、握り、スポンジ部分に噴霧して乾いた布で拭き取ります。

長期的にこの方法が続けると、多少マシンのシートの劣化が早まり、入れ替え頻度が多くなる可能性があります。

消毒方法 NG（取説記載内容）

マシンの鉄パイプに対しての消毒は避けたほうが良いです。

濃度が高い消毒液などを使用した場合、湿った布で 10 分毎に拭き取らなければなりません

遵守しなかった場合

十分に拭き取らず、消毒液などがマシンの表面に残ってしまうと、特に金属パイプの場合、サビになる可能性が大きいです。



インターリハ株式会社

Inter Reha

Advanced Rehabilitation and Healthcare