



# テクノシックスRC



## 消毒方法（取説記載内容）

### 本体

非侵襲性の中性洗剤を浸した布で清浄してください。

ハンドセットは使用に際し、テストによるオイルやグリース等が残らないよう常に丸めた木綿で清潔にふき感染を防いでください。

### ハンドセット

毎日清潔に洗浄しておいてください。

## 消毒方法 NG（取説記載内容）

### 本体

溶剤又は他の侵襲性の化学物質や液体で洗浄しないでください。

### ハンドセット

たとえ僅か一度の使用でも表面の残余物が固まると、それを取り除くのに表皮を傷つけてしまうこともあります。

## 遵守しなかった場合

技術トレーニングを受けたもの以外はこの装置の内部を開いてはなりません。

これに従わなかった場合は製品保証、ならびに電気安全性の責を負うことはできません。