

理学療法士セレクトショップ

www.pt-select.com

理学療法士
セレクトショップ ▶



インターネットショッピングサイト

理学療法士セレクトショップは当社フィジオセンタースタッフ(理学療法士)が国内外から厳選した商品を、リハビリ・フィットネス・スポーツの分野で幅広くご利用していただける商品をセレクトしております。理学療法士セレクトショップではおすすめのポイントや使用方法から特長まで記載しております。

【ラインナップ一例】

- TOGU: 高品質で安全性の高いトレーニングツール
- スタビライザー: 正しいローカルマッスルの運動学習
- OBAロール: 家庭での継続的訓練をサポート
- Palpelvis(パペルビス): 骨盤・骨盤底筋のペーパークラフト教材




Inter Reha
Advanced Rehabilitation and Healthcare
インターリハ株式会社
www.irc-web.co.jp

東京本社
〒114-0016 東京都北区上中里1-37-15
TEL.(03)5974-0231 FAX.(03)5974-0233 E-mail: irc@irc-web.co.jp

● 第一営業所	〒114-0016	東京都北区上中里1-37-15	TEL.(03)5974-0231	FAX.(03)5974-0233
● 第二営業所				
● 仙台営業所	〒981-0933	仙台市青葉区柏木1-2-38 柏木ビル2F	TEL.(022)727-2533	FAX.(022)342-8959
● 名古屋営業所	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-22-12 1F	TEL.(052)252-7067	FAX.(052)252-7068
● 大阪営業所	〒530-0041	大阪市北区天神橋3-6-26 扇町パークビル3F	TEL.(06)6356-5656	FAX.(06)6356-5658
● 九州営業所	〒803-0861	北九州市小倉北区篠崎2-28-2	TEL.(093)967-1858	FAX.(093)967-1859
● フィジオセンター/ インターラボ	〒105-0001	東京都港区虎ノ門3-7-14 AMビルディング3F		FAX.(03)6402-7765
● 虎ノ門 リハビリセンター	〒105-0001	東京都港区虎ノ門3-7-14 AMビルディング3F		FAX.(03)6402-7765

本カタログ記載事項に関するご注意

●本カタログに記載の価格は、すべて消費税別になります。消費税は別途加算されますのでご了承ください。●送料・設置工事費等は、別途見積もりとなります。●本カタログに記載の製品仕様は改良のため、予告なしに変更する場合がございます。●本カタログに記載の製品価格は、為替変動等により、予告なしに変更する場合がございます。

INTER REHA TRAINING TOOLS



新発想体幹サポーター

体幹(コア)の「ねじれ」をリセットし、姿勢を良くしてパフォーマンスアップ

体幹(コア)のねじれをリセットし、姿勢を改善し、パフォーマンスをアップさせる「体幹サポーター」です。
日本人の多くには、左の腰方形筋の働きが不十分なため、胸椎・腰椎・骨盤にねじれが生じているケースが見受けられるようです。
CORE Fitは左右非対称の特殊プリントでコアをリセットし、各種運動機能を改善します。

正しいコアポジションにより、パフォーマンスの向上



着用して運動することで、体幹のインナーマッスルの筋力アップ

正しい姿勢の習慣化のサポート

上半身と下半身のバランスを調整

身体に不安を感じている方に

- 腰・膝・肩・首などへの不安
- 姿勢の悪さなどの不安
- 歩行・転倒などの不安

※ソフトコルセットとしての併用もできます

日常生活のサポートに


- 立ち仕事・デスクワークなどへのボディサポート

各種サポートで

- ゴルフ・ジョギング・各種スポーツでの体幹の安定化

お客様も効果を実感!

介護老人保健施設の介護師の方へのアンケート調査を実施!



10日間の着用で多くの方が疲労軽減・腰痛緩和を実感!

n=19
対応のある t 検定
*: p<0.01

- 体温で体に馴染む特殊伸縮性素材を使用、長時間の着用でも疲れにくく身体に自然にフィットします。
- 激しい運動でもズレにくく、緩みにくいのでスポーツ・仕事など日常生活のあらゆる場面でサポート。
- フロントファスナーでラクラク着脱可能!

左右非対称特殊プリント加工(PAT.P)



身体にフィットする日本人設計と特殊素材



胸郭、骨盤、インナーマッスルのサポート

コアフィットを着用して運動することで、身体の姿勢保持に重要なインナーマッスルを効果的に強化できます。また胸郭・骨盤をサポートするため、上半身と下半身のバランスを調整し、正しい姿勢をサポートします。



コアフィット着用による運動変化の動画はこちら

サイズ対応表

ショートタイプ(身長155cm以下)

番号	2S	3S	4S
へそ周りサイズ(cm)	57-62	62-67	67-72

ノーマルタイプ

番号	2	3	4	5	6	7	8	9
へそ周りサイズ(cm)	57-62	62-67	67-72	72-77	77-82	82-87	87-92	92-97



カラー:ブラック



カラー:グレー

メッシュタイプ ¥9,800



カラー:ホワイトのみ
サイズ:3~7

発案/研究/開発協力 文京学院大学保健医療技術学部教授 医学博士 柿崎 藤泰

世界が認めた高品質で安全性の高いトレーニングツール

シンプルなデザインと多様性

TOGUトレーニングツールは非常にシンプルなデザインです。対象者に合わせて様々なエクササイズパターンに適応でき、個々の要求に応える事のできるツールを提供します。

斬新さとその精度

TOGUは世界の各国において特許とトレードマークを取得。トレーニングの専門家とも連携し、AGR*により認定されたツールも提供しています。

* (AGR.EVIは、1995年に協会を設立し、医師やセラピストによって支持されています。腰痛予防に関する研究を促進し、これらの研究活動の成果から腰痛対策普及への貢献を目的としています。AGRマークがついた製品は、腰背部改善に良いと認定されたツールです。)

安全と安心

TOGU社の製品はドイツの高い環境基準を守り、100%リサイクル可能、ラテックスフリー、無臭で肌に優しく消毒も可能です。TOGUが提供するこれらの安全・安心な素材と製法によるツールで、エクササイズを実際に体感してください。



ダイナーボールクッションセンソ



400272	400374
ダイナーボール クッションセンソ	ダイナーボール クッションセンソ XL
33cm (レッド)	36cm (ブルー)
¥8,800	¥8,800

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)

クッションに座り姿勢を保ったり座ったまま動いたりすることで体幹筋とバランスのトレーニングができます。背もたれに置くと適切な姿勢を保つサポートにもなります。感覚刺激面と滑らかな面があり、省スペースでトレーニングを行う事ができます。



ダイナーウェッジボールクッション



400142
ダイナーウェッジ ボールクッションキッズ
29cm (レッド)
¥7,200



400344
ダイナーウェッジ ボールクッション プレミアム
36cm (ダークブルー)
¥9,900

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。(P12参照)

人間工学的に形成されたエアクッションで、片側が低いウェッジの形状をしています。体幹筋を強化し、よりよい姿勢を維持する助けになります。オフィスや学校、家庭の椅子で使用するのに適しています。



ダイナーツイスト



510140
ダイナーツイスト
φ200mm (レッド)
¥8,300

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



足底または掌で体重をかけた姿勢で、回旋のトレーニングが行えます。また、片面は滑りやすい加工になっていて、手や足を乗せてスライドさせることで筋力トレーニングがスムーズに行えます。



ダイナーセンソミニ



465400
ダイナーセンソミニ
16cm (レッド)
¥8,700



465600
ダイナーセンソミニ
20cm (ブルー)
¥9,400

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。(P12参照)

ダイナーセンソ小型版です。子供向けに設計されたエアスタビライザーで、手のひらや膝で支えながらバランストレーニングが行えます。非常に丈夫で長持ちし、洗浄もできます。キッズやスポーツクラス、そしてアクティビティのコースなどに適しています。

ダイナー-A



400320
ダイナー-A
W32×H96cm (ブルーパープル)
¥49,400

表面には凸凹の突起加工が施されています。本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



ダイナー-Aは膨らんだ3つの枕がつながっています。背臥位や四つ這いなど部位や用途は様々な設定でき、トレーニング効果は非常にユニークです。空気を充填すると感覚運動刺激によって深部のローカルマッスルが反応しやすくなります。

ジャンパー



410202

ジャンパー

W52×H24cm (レッド)

¥39,700

410302

ジャンパーミニ

W36×H18cm (レッド)

¥24,300

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



健康増進とフィットネスのための商品です。非常にダイナミックな反跳効果があり、ジャンプやステップなどによって下肢関節、特に足関節の安定性をさらに高めます。表面は滑りにくい高品質のグリップ素材です。特別な技術により2/3球体をしており、球側を下にすることもできて両側の使用が可能です。



エアロステップ



400425

エアロステップ^{※1}

W46×D32×H8cm (ブルー)

¥16,800

400592

エアロステップXL^{※2}

W51×D37×H8cm (レッド)

¥25,700

※1 表面には凸凹の突起加工が施されています。本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)

※2 本製品には、空気入れ(小)が含まれております。(P12参照)



空気の入った2つの独立したクッションは程よい不安定性があり、バランス能力向上や重心コントロールのトレーニングに効果的です。立位はもちろん、膝立ち、臥位と使用方法は多種多様です。リハビリテーション場面、フィットネスやご家庭でもご使用になれます。



エアロステップ-PRO



400545

エアロステップ-PRO

W52×D40×H8.5cm (ブラック)

¥28,000

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



エアロステップのバリエーションの一つです。表面はややソフトで、裏と表の両面を使用することができます。感覚運動機能および安定性の活性化が期待でき、リハビリテーションやグループフィットネス、自宅での運動など幅広くご使用いただけます。



エアロステップ-One



400552

エアロステップ-One

W38×D21×H6cm (レッド)

¥15,100

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



エアロステップシリーズの、空気の入ったバランストレーニングツールです。子どもや動物、左右が非対称な場合などに位置と負荷を自由に設定できます。



バランスブロック



画像はイメージです。実際のカラーと異なります。

410481

バランスブロック

W33×D15×H7cm (シルバー)

¥9,800

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



片脚用のバランスエクササイズツールとして開発されました。不安定なブロックの上に立つことで、感覚機能の強化に有効なトレーニングができます。前腕や下腿での支持にも適しています。

センソバランスバー




410104

センソバランスバー

W50×H7.5cm (ブルー)

¥8,000

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



幅広い年齢層の方々のバランス訓練に適しています。表面には凸凹の突起状の加工が施された柔らかい半円柱状のツールです。

センソバランス

1箱2個入り



465151

センソバランス

W16×H8cm (ピンク)

¥5,600

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



半球型のバランスツールで、表面には突起がついており足底感覚を刺激します。立位保持やヒールレイズなど、やや難しいバランストレーニングによって協調性・柔軟性・アウェアネスを改善します。坐位で踏みつけることでも足底への刺激を与え、あらゆる年齢層でご利用できます。



Airgo®アクティブシートクッション



401300

Airgo®アクティブシートクッション

W40×H28cm (ブラック)

¥26,100

カバーの中にラバー素材のクッションが入っています。本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



車やオフィスの椅子でAirgo®に座ってトレーニングを行います。座っている間の小さく繊細な動きが背骨の動きを保ちます。骨盤から負荷を取り除き、前立腺を解放するために解剖学的な形状をしています。持ち運びが簡単のため、車内、バス、スタジアムでも常に快適に座ることができます。



センソベイントレーナー



400434

センソベイントレーナー

W34×H33cm
(ブルーパープル)

¥14,000

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



中央でつながった左右の袋の中で空気が移動します。ステップ運動によって下肢全体の繰り返しの運動を行うことができ、有酸素運動を臥位や坐位でも行えます。軽量のため、在宅リハビリの際のトレーニングツールとしても利用できます。



3Dエアパット

1箱2個入り



410420

3Dエアパット

W34×D15×H7cm(ブラック)

¥19,200

本製品には空気入れは含まれておりません。
別途、空気入れ(小)をお求めください。
(P12参照)



楔形の細長いツールで、2つを独立して設定することで多様な種類のスポーツトレーニングを想定し、ダイナミックに立つことを促します。安全で長持ちする素材で、屋内・屋外で使用ができます。

セラジムループ

1箱1本入り



650810

セラジムループ ライト
W30×D5cm(イエロー)
¥700

650820

セラジムループ ミドル
W29×D5cm(グリーン)
¥900

650830

セラジムループ ストロング
W28×D5cm(ブルー)
¥1,000

650840

セラジムループ エクストラストロング
W27×D5cm(ブラック)
¥1,200

本製品は空気入れ不要です。

上肢や下肢の筋力トレーニングのためのミニバンドです。負荷の強さによってカラーが異なります。



ブラジル

1箱2個入り



470636

ブラジル

270g(1個あたり)

¥4,400

本製品は空気入れ不要です。



掌で握れる大きさの細長い形状で柔らかい突起があり、手のひらや足底、四肢の表層の刺激が行えます。中に砂が入っていて、素早く振ることで近位関節の安定化に役立ちます。左右で異なる動きをしたり、音楽に合わせて振りながらステップを踏むなど、多様なトレーニングが行えます。



タッチボール



460080

タッチボール
8cm(イエロー)
¥1,200

460100

タッチボール
10cm(ブルー)
¥1,800

460088

タッチボール
10cm(パープル)
¥1,600

本製品には空気入れは含まれておりません。
別途、空気入れ(小)をお求めください。
(P12参照)

表面にやわらかい刺激のあるマッサージボールです。背中や臀部、腕や脚を乗せて体を動かすことで張りや凝りがほぐれ、動きやすくなります。8cmと10cmのサイズがあります。パープルは柔らかい素材で、皮膚の薄い人や弱い刺激に適しています。

ノブドボール



463204

ノブドボール

W8×H4cm(ブルー)

¥700

販売カラーはブルーのみです。
本製品には空気入れは含まれておりません。
別途、空気入れ(小)をお求めください。
(P12参照)

半球状表面に柔らかい突起状の加工が施されたマッサージツールです。血液循環とリラクゼーション効果に期待ができます。



トパンガ 3kg



647000

トパンガ 3kg

φ39cm(グリーン)

¥15,100

本製品は空気入れ不要です。



輪の端にグリップの付いたウエイトのツールで、肩やウエスト、大腿部に乗せて運動負荷を与えることができます。ユニークな形状をしており、手で持って振ったり、身体に乗せて安定した錘として使用したり、アイデア次第で様々なトレーニングを行うことができます。



スラストィックス



980023

スラストィックス 弱

L120cm(イエロー)

¥4,800

980022

スラストィックス 中

L120cm(グリーン)

¥5,200

本製品は空気入れ不要です。



グリップの付いたチューブのストラップは特殊構造で、どんな方向へも伸ばすことができます。強度にもバリエーションがあります。

ノブドボール ロング

1箱1個入り

470701

ノブドボール ロング
W7×H4cm(シルバー)
¥1,100

本製品は空気入れ不要です。



拳で握れる大きさの細長い形状で、表面に突起があり、皮膚への刺激に適しています。軽いの持ち運びにも便利です。



バントウー

1箱2個入り

470680

バントウー
φ5×D11cm(レッド)
¥3,500

本製品は空気入れ不要です。



細長く手のひらサイズで、上肢や下肢の細かな部分をリリースできるツールです。プラスチックでできており、程よい刺激を与えることができます。



ボディーボーン



410431

ボディーボーン
W15×H6.5cm(シルバー)
¥4,900

本製品は空気入れ不要です。



中に砂状の素材が入っています。背中に適した硬さと大きさに設計されており、緊張している脊柱筋のマッサージ等に効果的です。転がして刺激したり、踏みつけて強い刺激を与えることができます。理学療法、スポーツセラピー、マッサージ、フィットネス分野と部分的なウォーミングアップやクーリングダウンなど幅広く利用できます。



アクティロールWAVE

1個入り

465365

アクティロールWAVE
φ11.5×D30cm(ブラック)
¥7,700

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



上肢や下肢、体幹の表層をリリースできるロール状のツールです。硬さは空気の量で調整が可能です。



バントウーローラー



470690

バントウーローラー
φ4.5×D11cm(レッド)
¥2,100

本製品は空気入れ不要です。



掌サイズで表面に突起があり、上肢や下肢の細かな部分をリリースできるツールです。プラスチックでできており、程よい刺激を与えることができます。



アクティボール®リラックス



465427

アクティボール®リラックス M
φ8cm(オレンジ)
¥2,700

465437

アクティボール®リラックス L
φ12cm(オレンジ)
¥3,000

本製品には空気入れは含まれておりません。別途、空気入れ(小)をお求めください。(P12参照)



アクティボール®リラックスは筋膜アプローチに適しています。短時間で、簡単なエクササイズで柔軟性と敏捷性を向上させます。日常で頻繁に使用することで、筋膜を鍛え、緊張を和らげて筋の再生とリラックスを促します。リサイクル可能、無臭で耐水性があります。腕や脚、背中など部分的な使用にも適しています。



マルチロールファンクショナル



400012

マルチロールファンクショナル
W80×H18cm(レッド)
¥10,200

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。(P12参照)



フォームローラーのような形状で中に空気が入った不安定なロールです。上に体幹を乗せて姿勢保持をしたり、上下肢を乗せて転がすなど機能的なトレーニングが可能です。ご家庭での体操や床上運動に適しています。



OS ローラー(ショート・ロング)



400057

OS ローラー ショート
W44×H15cm
¥8,800

400067

OS ローラー ロング
W90×H15cm
¥10,100

本製品は空気入れ不要です。



コアエクササイズや四肢のリリース、バランスエクササイズなどの機能訓練に最適なフォームローラーです。素材はやや柔らかく、ローラーの表面には滑りにくい加工が施されています。

コリブリ スーパーソフト



487906

コリブリ スーパーソフトミニ
12cm (グリーン)
¥1,300

487406

コリブリ スーパーソフト
ジムナスティック
16cm (グリーン)
¥3,800

487103

コリブリ スーパーソフト
ジャイアント
28cm (イエロー)
¥5,600

本製品には空気入れは含まれておりません。
別途、空気入れ(小)をお求めください。
(P12参照)

タッチボールよりも硬く重みがあります。マッサージボールとしても利用でき、押しつぶすように力を入れることで関節周囲の筋力強化にも適しています。また、バランスボードなどに乗ってのキャッチボールなど錘としても使用できます。(16cm)

パワーボールABS



406456

パワーボールABS
45cm (グリーン)
¥4,400

406551

パワーボールABS
55cm (シルバー)
¥5,200

406654

パワーボールABS
65cm (ブルー)
¥6,100

本製品には空気入れは含まれておりません。
別途、空気入れ(小)をお求めください。
(P12参照)

特許取得したアンチ・バースト・システム(穴が開いても破裂しない)により安全が保証されています。各サイズで3色展開し、体幹筋トレーニングに効果的です。(45cm、55cm、65cm)



レドンドボール



491000

レドンドボール 22cm
22cm (ブルー)
¥1,500

491100

レドンドボール XL
26cm (レッド)
¥1,600

491400

レドンドボール プラス
38cm (グリーン)
¥4,100

本製品には空気入れ用ストローが含まれています。

柔軟性があり、120kgの負荷まで対応できるソフトなボールです。押しつぶす負荷がインナーマッスルトレーニングに適しています。また、背中や胸郭に当ててストレッチをしたり、手足で転がしながら動きを誘導し、コーディネーション機能の向上にも利用できます。(22cm、26cm)



ストーンニー



638053

ストーンニー 500g
φ 7.5cm (イエロー)
¥3,100

638102

ストーンニー 1Kg
φ 7.5cm (レッド)
¥3,900

本製品は空気入れ不要です。



ボール状の錘で滑り止めがついており、手の中心に重さがかかるため、手首への無理な負担を低減します。投げたり踏んで体重をかけても安全に作られています。他のツールと組み合わせたり、グループトレーニングにも適しています。



センソマット



400410

センソマット
W120×D60cm (ブルー)
¥28,500

本製品は空気入れ不要です。



小さな突起が付いた高品質のマットです。たくさんの突起は足底への適度な刺激があり体性感覚を高めて、荷重やバランストレーニングに適しています。ヨガ、瞑想、リラクゼーション、ステップトレーニングなどに使用できます。



TOGU マット



971200

TOGU マット
W140×D58×H0.9cm
¥7,800

本製品は空気入れ不要です。



エクササイズ用折りたたみマットです。軽量なので持ち運びにも便利です。高品質のポリエチレンフォームを使用しています。裏面は滑りにくくまた防水加工が施されています。(折りたたみ時:35cm×60cm)

Balanza® ボールステップミニ



440560

Balanza®
ボールステップミニ
W89×D43×H14cm
¥37,400

本製品には、空気入れ(小)が含まれております。
(P12参照)



木製のプレートの下にゴム製のボールを使用しているため浮いている様な感覚でトレーニングが可能なバランスボードです。ボールへ入れる空気量を調節することで、安定性を設定することができます。個人でのトレーニングのほか、グループエクササイズにも最適です。

空気入れ

904400

空気入れ(小)
¥400

966600

空気入れ(大)
¥600



センターキャップの中に空気注入用のピンが入っています。ピンを空気入れ本体の先端に取り付けて空気を入れます。



ファンクショナルジェルマット 多目的運動マット

IP-EX001 ¥49,800

バランストレーニングはもちろん、 適度なジェルを利用した運動学習に

ファンクショナルジェルマットは、世界初の素材『エクスジェル』を採用した、多機能多目的な運動マットです。体圧分散にも優れている為、術後の荷重エクササイズも痛みを軽減させて実施できます。

ジェルの特長

●身体の動きへの追従性

柔らかな素材が身体の動きに合わせてあらゆる方向へゆるやかに追従するため、低反発ウレタンフォーム等とは異なり、筋力をあまり使わなくても動くことができ、人の細やかな動作に対応します。また、皮膚へのつっぱり感が少ないのも大きな特長です。

●優れた体圧分散性

ウレタンフォーム等と異なりスポンジ状ではないため座ったときの底つき感が少なく、優れた体圧分散性を発揮します。

●衝撃吸収性

ウレタンフォーム等に比べ5~10倍ほど高い衝撃吸収力を持つエクスジェルは、身体にかかる負担を和らげます。

※ 衝撃吸収テスト結果：環境温度17℃ 直径100mm・5kgの鉄球を試料表面から30mmの高さから自由落下。(財)日本車両検査協会調べ



仕様

寸法 512(W)×512(D)×11(H)mm
重量 2.2kg

フレクサム

Biomark GmbH

簡単・安全・高い耐久性をもつ高品質の温・冷兼用パック

「温める」「冷やす」の異なる湿布が1枚で簡単に使い分けができます。「温める」には電子レンジまたは熱湯で加熱、「冷やす」にはフリーザーで冷やすだけ。

どんなに冷やしても固まらず、体に心地よくフィットします。最高600kgもの耐圧試験をクリアしているので破れにくく安全です。



エアボードPRO3

エクササイズ用具

Apsun Inc.

IP-2010PRO3 ¥29,800

エンボス加工されたプレートに 特殊ダンパー式衝撃吸収機能を設置

砂浜を歩く感覚なので体に安全で優しくバランス運動を行うことができます。レッドコードと併用した運動により一層の運動効果がありバランス運動・エアロビクス運動・筋力強化と幅広く使用できます

仕様

寸法 720(L)×720(W)×135(H)mm
重量 約8.5kg カラー オレンジ



折り畳み式ストレッチマット

エクササイズ用具


IP-B6001 ¥13,000

無害でリサイクル可能な ポリエチレン製折り畳み式マット

表面は特殊加工されており、汚れた場合でも水洗いができます。また折り畳んだ状態で乗ることでバランス運動もできます。

仕様

寸法 1,800(L)×600(W)×10(H)mm
重量 1kg カラー ブルー



CGTバランスパッド

エクササイズ用具


IP-B6000 ¥12,000

高齢者のために開発された トレーニング用バランスパッド

素材の特殊配合ポリエチレンは今までにない微妙なバランス感覚が感じとれる新素材です。また従来のポリ塩化ビニールと違い無害でリサイクル可能なエコロジー製品です。

仕様

寸法 500(L)×450(W)×60(H)mm
重量 610g カラー ブルー



※寸法表記は目安です。材質の特性上、寸法が若干異なる場合があります。

温・冷湿布兼用パック



番号	サイズ(mm)	価格
040*1	130×140	¥1,300
041	130×300	¥3,000
043	190×300	¥5,000
044	300×380	¥9,000
050	420×380	¥17,000
051	840×380	¥39,800
054	420×190	¥9,300

※1 040の最小購入単位は2枚からです。
※ その他、ケース販売も取り扱っておりますので詳しくはお問い合わせください。


OBAロール

トレーニングツール

IP-OBA ¥3,685

家庭での継続的な訓練に利用できる

凹み部分に手や腕をのせ前後に転がし運動をするだけで上肢の伸長運動が簡単に行えます。




特長

- 転がりやすく、前後の動きにも手の平がずれない特殊瓢箪形状
- 医療施設でボツリヌス毒素療法をうけている方に最適のトレーニングツール
- 上肢全体、肩、肘等の可動域と柔軟性が増大
- ボール部分を握って、手の平の感覚刺激

対象部位



対象分野



効果



2個つなぎ合わせて伸長運動を行う



- 2個をつなぎ合わせると、両手同時の伸長運動ができます。

- 表面に柔らかい粒状の加工が施され、血液循環とリラックス、手の平の感覚が刺激されます。

仕様

寸法 直径:12cm(ボール) / 5cm(握り) 長さ:27cm
重量 300g カラー ホワイト、ネイビー
付属品 空気圧調整用シリンジ



スタビライザー

プレッシャー・バイオフィードバック・トレーナー

DJO Global, Inc

IP-C3500 ¥28,000

オーストラリアの理学療法士により考案された プレッシャー・バイオフィードバック・トレーニング装置

マンシェット型のデザインで、アナログインジケータ付きの加圧ポンプと空気を貯留する3層に分れたパッドで構成されています。特有のローカルマッスル(関節の安定性に関与する筋肉)の機能不全を評価すると同時に、グローバルマッスル(関節を動かす筋肉)の過剰な活動を伴わずにローカルマッスルを正しく活動させる筋再教育に使用できます。更に下肢の挙上運動などの下肢負荷を加えた際の腰椎～骨盤姿勢制御を評価し、個々の筋肉の支持機能に合わせたトレーニングを段階的に展開していくことができます。

特長

- インジケータ内目盛りには数種類のカラーマークが示されており、カラーマーク毎に対応する特定の筋機能テストやトレーニングを遂行できます。
- ローカルマッスルの筋機能のスクリーニングテストとして使用することができます。
- 腰椎～骨盤姿勢制御のテスト及びトレーニングとして使用することができます。
- 正しいトレーニングが行われているかをリアルタイムに患者にフィードバックできます。
- 適切なホームエクササイズが指導できます。

